

武威市人民医院平板数字减影血管造影系统 DSA 购置项目



中标（成交）结果公告

一、项目编号：GSWWJH[2026]00984

二、项目名称：武威市人民医院平板数字减影血管造影系统 DSA 购置项目

三、采购结果

合同包 1(武威市人民医院平板数字减影血管造影系统 DSA 购置项目)：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
甘肃中环广通医疗设备有限公司	甘肃省兰州新区中川园区栖霞中心社区绿地中央广场渭河街 3103 号 D1008	14, 981, 121.68 元

四、主要标的信息

合同包 1(武威市人民医院平板数字减影血管造影系统 DSA 购置项目)：

货物类（甘肃中环广通医疗设备有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量（单位）	单价(元)	总价(元)
1-1	医用 X 线诊断设备	平板数字减影血管造影系统及设备配套机房装修	详见附件	详见附件	1 批	14, 981, 121.68	14, 981, 121.68

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

陈美林、庞永亮、徐爱霞、范红梅、张宗国、王生寿（采购人代表）、雷金花（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980 号文件和发改价格【2011】534 号文件执行。

代理服务费金额：合同包 1（武威市人民医院平板数字减影血管造影系统 DSA 购置项目）：74900 元。收取对象：中标（成交）供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：武威市人民医院
地址：武威市凉州区宣武街 46 号
联系方式：18893536166

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃全隆项目管理有限公司
地址：甘肃省武威市凉州区海藏路天一财富广场 6 号楼商业 8 层 25 号
联系方式：17693538553

3. 项目联系方式

项目联系人：孙娜
电话：17693538553

甘肃全隆项目管理有限公司

2026 年 6 月 10 日



报价明细表

投标人名称：甘肃中环广通医疗设备有限公司

项目名称：武威市人民医院平板数字减影血管造影系统DSA购置项目

招标文件编号：GSWWJH[2026]00984

包号：GSWWJH[2026]00984

单位：万元

序号	货物名称（工程名称）	规格型号（项目特征描述）	品牌	数量	单价（万元）	总价（万元）	备注
1	第一部分 设备采购	/	/	/	/	/	/
2	单C臂全数字化平板探测器血管造影系统（1）	规格型号：Allia IGS Ultra 项目特征描述： Ultra可以完全满足腹部，神经，血管及心脏等介入放射学检查与治疗（具体参数配置详见技术响应表）	GE	1	602	602	注册名称：医用血管造影X射线机
3	单C臂全数字化平板探测器血管造影系统（2）	规格型号：Allia IGS Mega 项目特征描述： MeGa可以完全满足腹部，神经，血管及心脏等介入放射学检查与治疗（具体参数配置详见技术响应表）	GE	1	435	435	注册名称：医用血管造影X射线机
4	高压注射器	规格型号：Illumena Neo 项目特征描述：具体参数配置详见技术响应表	加柏	2	20	40	注册名称：高压注射器
5	除颤仪	规格型号：S1A 项目特征描述：具体参数配置详见技术响应表	深圳科曼	2	2	4	注册名称：体外除颤仪监护仪

6	便携超声	规格型号: Apogee1000Lite 项目特征描述: 含: 全数字彩色多普勒超声主机 (内置电池); 探头: 凸阵探头、线阵探头; 专业可升降台车	汕头市超声	2	25	50	注册名称: 全数字彩色多普勒超声诊断系统
7	心电监护仪器设备	规格型号: ND15 具体参数配置详见技术响应表 (含有创压及外接屏)	深圳科曼	2	3	6	注册名称: 病人监护仪
8	报告工作站	规格型号: SEEKER-MINIPACS 项目特征描述: 具体参数配置详见技术响应表	索图	2	1.2	2.4	注册名称: 医学影像存贮与传输系统软件
9	无铅放射服套装	规格型号: 按要求配备 (成人/儿童) 项目特征描述: 具体参数配置详见技术响应表	宸禄	12	0.5	6	注册名称: 医用X射线防护用具
10	负责旧设备的拆除及移机工作	规格型号: 按招标要求实施 项目特征描述: 承诺负责旧设备的拆除及移机工作。(飞利浦DSA 2台)	甘肃中环广通医疗设备有限公司	2	10	20	/
11	办公用品	规格型号: 按招标要求配备 (定制) 项目特征描述: 一线品牌, 保质保量 (全木桌椅+打印复印一体机 (操作间及办公室))	定制	2	0.5	1	16 套全木桌椅+4 套打印复印一体机
12	术间移动铅屏风	规格型号: XL100-II 项目特征描述: 具体参数配置详见技术响应表	北京东方逸腾	2	3	6	注册名称: 医用射线防护屏
13	外科塔	规格型号: WDD4 项目特征描述: 具体参数配置详见技术响应表	卫科医疗	2	1	2	/
14	外接式心电监护	规格型号: ND12 项目特征描述: 具体参数配置详见技术响应表	深圳科曼	2	1	2	注册名称: 病人监护仪
15	UPS	规格型号: C2KS 项目特征描述: 具体参数配置详见技术响应表	深圳精源	2	0.3	0.6	/

16	PACS 及 HIS 系统接入服务	规格型号：/ 项目特征描述：承诺提供设备与现有的 PACS 及 HIS 系统接入服务，所产生的第三方接口费均由我公司承担	甘肃中环广通医疗设备有限公司	2	1	2	/
17	第二部分 机房搬迁改造工程及装修工程量清单	/	/	/	/	/	/
18	项目名称（工程名称）	规格型号（项目特征描述）	品牌	数量	单价（万元元）	合价（万元）	备注
19	拆除部分	/	/	/	/	/	/
20	砖砌体拆除（内墙）	1.内墙拆除； 2.人工拆除； 3.包含墙面附着的砂浆、瓷砖、油漆等； 4.包含拆除、清理、废料运输； 5.运距自行考虑,废料弃置满足相关部门管理要求。	/	10 1.5 4m³	0.015 933	1.617 83682	/
21	铲除涂料面	1.墙面涂料铲除	/	336 m²	0.000 343	0.115 248	/
22	不锈钢龙骨 玻璃隔墙拆除	1.不锈钢龙骨玻璃隔墙拆除（含门窗）； 2.人工拆除； 3.包含拆除、清理、废料运输； 4.运距自行考虑,废料弃置满足相关部门管理要求。	/	20 5.4 5m²	0.001 219	0.250 44355	/
23	木门窗拆除	1.木门拆除； 2.人工拆除； 3.包含门及门套的拆除、清理、废料运输； 4.运距自行考虑,废料弃置满足相关部门管理要求。	/	51. 7m²	0.001 281	0.066 2277	/
24	金属门窗拆除	1.金属门拆除； 2.人工拆除； 3.包含门及门套的拆除、清理、废料运输； 4.运距自行考虑,废料弃置满足相关部门管理要求。	/	9.7 5m²	0.001 589	0.015 49275	/
25	天棚面龙骨 及饰面拆除	1.石膏板吊顶拆除； 2.人工拆除； 3.包含拆除、清理、废料运输； 4.运距自行考虑,废料弃置满足相关部门管理要求。	/	64 0.6	0.000 971	0.622 0226	/

			m²				
26	天棚面龙骨 及饰面拆除	1.矿棉板吊顶拆除 2.人工拆除; 3.电缆经过区域 4.包含拆除、清理、废料运输; 5.运距自行考虑,废料弃置满足相关部门管理要求。	/	125 m²	0.000 971	0.121 375	/
27	天棚面龙骨 及饰面拆除	1.集成吊顶拆除; 2.人工拆除; 3.包含拆除、清理、废料运输; 4.运距自行考虑,废料弃置满足相关部门管理要求。	/	96 m²	0.002 208	0.211 968	/
28	平面块料拆 除(地面)	1.块料地面拆除; 2.人工拆除; 3.包含拆除、清理、废料运输; 4.运距自行考虑,废料弃置满足相关部门管理要求。	/	700 m²	0.001 857	1.299 9	/
29	新建部分	/	/	/	/	/	/
30	实心砖墙	1.砌筑 100 厚轻质砖墙	/	5.9 m³	0.048 725	0.287 4775	/
31	实心砖墙	1.砌筑 200 厚加气块墙	/	13. 2m³	0.044 68	0.589 776	/
32	墙面水泥砂 浆抹面	1.名称: 砌体墙砂浆抹面	/	250 m²	0.004 173	1.043 25	/
33	构造柱	1.混凝土构造柱 2.强度: C20	/	2m³	0.056 197	0.112 394	/
34	过梁	1.混凝土强度等级:C20	/	0.5 8m³	0.054 998	0.031 89884	/
35	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: Ø8~ Ø20 三级钢	/	0.1 5t	0.604 773	0.090 71595	/
36	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: Ø8~ Ø20 二级钢	/	0.2 1t	0.578 062	0.121 39302	/
37	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: Ø 10 以内	/	0.4 7t	0.584 283	0.274 61301	/

38	DS 手术室防辐射隔墙	1.DS 手术室防辐射墙 2.部位: DS 手术室 3.做法: 从内到外[50mm 硫氧镁净化+12mm硫酸钡板+50*50*2mm 镀锌方管龙骨 (龙间距满足设计规范要求)+2 层 12mm 硫酸钡板+50mm 硫氧镁净化板] 4.墙角圆弧处理 5.铅当量必须达到 3mmpb 以上, 且满足《放射诊断放射防护要求》GBZ130-2020	/	67 0.4 5m ²	0.031 5	21.11 9175	/
39	穿孔石膏板 吸声墙面	1.名称: 穿孔石膏板吸声墙面 2.部位: 空调机房、排烟机房、UPS 间 3.内填 50 厚玻璃棉毡 4.具体做法详见 23J909-7-42-内 32, 构造参08J931-68	/	13 8.4 m ²	0.008 156	1.128 7904	/
40	医用抗菌无机涂料墙面	1.名称: 医用抗菌无机涂料墙面 2.规格: 白色耐擦洗乳胶漆 2.做法: 腻子找平, 医用抗菌无机涂料喷涂2 遍 3.详参: 23J909-7-7-内 4B/内 4D, 内涂 2	/	16 5.4 m ²	0.003 398	0.562 0292	/
41	块料墙面	1.块料墙面 2.规格: 300*600*10 全瓷光面瓷砖 3.全高设 1.5mm 水性聚氨酯防水涂料	/	60. 08 m ²	0.013 918	0.836 19344	/
42	50mm 硫氧镁净化板内墙	1.名称: 50mm 硫氧镁净化板 2.规格: 厚度 50mm 3.颜色经甲方确认后施工	/	49 0.8 m ²	0.02	9.816	/
43	钢质防火门	1.钢制乙级条玻防火门 2.木纹 (带观察窗) 3.带闭门器	/	31. 68 m ²	0.066 337	2.101 55616	/
44	钢质防火门	1.钢制甲级条玻防火门 2.木纹 (带观察窗) 3.带闭门器	/	20. 52 m ²	0.066 337	1.361 23524	/
45	医用气密单开门	1.医用气密单开门 2.木纹	/	50. 52 m ²	0.082 875	4.186 845	/
46	医用气密铅防护门	1.医用气密铅防护门 2.3pb 铅当量 3.木纹	/	19. 8m ²	0.229 901	4.552 0398	/

47	医用气密电动铅防护双开门	1.医用气密电动铅防护双开门 2.3pb 铅当量 3.木纹	/	16.5m ²	0.239358	3.949407	/
48	铅防护窗	1.铅防护窗 2.3pb 铅当量 3.带金属窗套	/	6.75m ²	0.588887	3.97498725	/
49	谈话窗	1.谈话窗 2.不锈钢包边	/	3.45m ²	0.018363	0.06335235	/
50	混凝土门槛	1.混凝土门槛 2.高度 200mm 3.排烟机房, 空调机房设置	/	0.1m ³	0.0406	0.00406	/
51	防滑地砖防水地面	1.名称: 防滑地砖防水地面 2.规格: 300*300*8 防滑地面砖 3.做法: 由下及上, 15mm1:2.5 水泥砂浆找平, 素水泥结合层一道, 1.5mm 厚聚氨脂防水涂料, 并沿四周反上墙 300mm, 20mm 厚 1:2水泥砂浆保护层找 1%坡向地漏, 5mm 厚水泥胶粘结层, 楼面贴 8mm 厚防滑地砖, 水泥浆擦缝。 4.参见 23J909-3-53-楼 D23	/	26.6m ²	0.018921	0.5032986	/
52	同质透心 PVC 地板	1.名称: 同质透心 PVC 地板B1 2.规格: 厚度 2mm, 颜色经甲方确认后施工 3.做法: 由下及上基层处理, 界面处理剂, 自流平, 粘合剂, 同质透心 PVC 卷材, 耐磨厚度不小于 0.55mm 4.详见 23J909-3-34-楼 B31	/	386m ²	0.019235	7.42471	/
53	硫酸钡水泥+橡胶地板地面	1.名称: 硫酸钡水泥+橡胶地板地面 2.规格: 30mm 硫酸钡水泥 (4:1) +2mm 橡胶地板 3.做法: 细石混凝土找平层, 硫酸钡水泥, 界面处理剂, 自流平 3mm, 2mm 橡胶地板, 耐磨厚度不小于 0.55mm 4.地面与墙面交接处做 R40 水泥圆弧造型, 节点处做好防辐射处理 5.满足射线手术室反辐射标准 6.满足设计规范要求	/	192.3m ²	0.030529	5.8707267	/
54	细石混凝土 隔声地面	1.细石混凝土隔声地面 2.具体做法参见 23J909-3-78 楼 H1 3.9 厚减振垫砖	/	38.4m ²	0.01196	0.459264	/
55	水泥砂浆踢脚线	1.水泥砂浆踢脚线	/	3.5m ²	0.004173	0.0146055	/
56	2mm 同质透心 PVC 踢脚线	1.名称: 2mm 同质透心 PVC 踢脚线 2.做法: 地面材料上翻 100 3.踢脚线顶部一圈做铝型材压条	/	376m	0.001592	0.598592	/

57	2mm 橡胶地板踢脚线	1.名称: 2mm 橡胶地板踢脚线 2.做法: 地面材料上翻 100 3.踢脚线顶部一圈做铝型材压条	/	11.18 m ²	0.012 315	0.137 6817	/
58	铝扣板吊顶	1.名称: 铝扣板吊顶 2.规格: 300*300*1mm 3.轻钢龙骨吊顶 4.参 23J909-8-15-棚 88	/	26.6 m ²	0.013 402	0.356 4932	/
59	50mm 硫氧镁净化板装饰 天花	1.名称: 50mm 硫氧镁净化板 2.上人型	/	73.8 m ²	0.016 312	1.203 8256	/
60	硬质矿棉吸声 吊顶	1.名称: 硬质矿棉吸声板吊顶 2.详参 23J909-8-10-棚 50	/	30.2 m ²	0.009 066	0.273 7932	/
61	吊顶天棚	1.矿棉板吊顶 2.规格: 600*600mm 3.电缆经过区域	/	125 m ²	0.003 525	0.440 625	/
62	石膏板吊顶	1.名称: 石膏板吊顶 2.做法: 50 轻钢龙骨+12mm 防潮石膏板 3.面刷医用抗菌无机涂料 4.参 23J909-8-9-棚 31	/	312.5 m ²	0.011 768	3.677 5	/
63	DS 手术室防辐射吊顶	1.名称: 防辐射吊顶 2.部位: DS 手术室 3.做法: 3 层 12mm 硫酸钡板+50*100*2mm 镀锌方管龙骨 (间距 500*1000) +50mm 氧镁净化板 4.吊顶与墙板交接处做R100 圆弧一圈 5.接缝处密封胶封闭 6.吊顶与墙面交接处做好防辐射处理	/	192.3 m ²	0.036 913	7.098 3699	/
64	成品隔断	1.名称: 卫生间淋浴间隔断	/	13.2 m ²	0.020 01	0.264 132	/
65	不锈钢防撞带	1.304 拉丝不锈钢防撞带 2.洁净走廊靠墙安装 3.宽度 150mm, 距地 900 安装	/	54m	0.018 302	0.988 308	/
66	手术室耗材柜	1.名称: 手术室耗材柜 2.安装方式: 墙面镶嵌式安装 3.材质: 304 不锈钢 4.规格: 长宽高≥900*400*1800mm 5.满足手术室无菌要求 6.背部及侧面与墙面连接部位做好防辐射处理	/	12 个	0.100 971	1.211 652	/

67	天棚活动脚手架	/	/	734 m²	0.000 629	0.461 686	/
68	墙柱面活动脚手架	/	/	170 9m²	0.000 262	0.447 758	/
69	砌筑架 5m	/	/	349 m²	0.001 743	0.608 307	/
70	给排水拆除	/	/	/	/	/	/
71	管道拆除	1.管道种类、材质 :塑料给水管 2.垃圾外运:垃圾外运距离投标人自行考虑	/	53. 29m	0.000 685	0.036 50365	/
72	管道拆除	1.管道种类、材质 :塑料排水管 2.垃圾外运:垃圾外运距离投标人自行考虑	/	71. 71m	0.001 19	0.085 3349	/
73	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:马桶 2.垃圾外运:垃圾外运距离投标人自行考虑	/	4套	0.013 106	0.052 424	/
74	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:小便斗 2.垃圾外运:垃圾外运距离投标人自行考虑	/	2套	0.007 258	0.014 516	/
75	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:洗脸盆 2.垃圾外运:垃圾外运距离投标人自行考虑	/	3套	0.007 459	0.022 377	/
76	改造措施费	1.本工程为改造项目, 给排水工程施工过程中的穿墙、穿板的开洞堵洞, 已建工程的保护等, 投标人结合现场自行考虑, 此项费用总价包干。	/	1项	0.068 5	0.068 5	/
77	给水工程	/	/	/	/	/	/
78	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质:衬塑(PE) 钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹连接	/	19. 18m	0.007 701	0.147 70518	/

79	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质:衬塑(PE) 钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接	/	16.16m	0.005856	0.09463296	/
80	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质:衬塑(PE) 钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接	/	11.89m	0.004643	0.05520527	/
81	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质:PPR 管 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接	/	3.75m	0.004519	0.01694625	/
82	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质:PPR 管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接	/	1.05m	0.003694	0.0038787	/
83	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质:PPR 管 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔连接	/	47.52m	0.002987	0.14194224	/
84	螺纹阀门	1.类型:铜芯水嘴 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	/	7个	0.00234	0.01638	/
85	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	/	2个	0.003466	0.006932	/
86	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	/	1个	0.003564	0.003564	/
87	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	/	1个	0.009948	0.009948	/
88	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	/	2个	0.003367	0.006734	/
89	螺纹阀门	1.类型:感应冲洗阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	/	2个	0.008457	0.016914	/
90	热水器	1.能源种类:电加热 2.型号、容积:3KW; 80L 3.安装方式:壁装	/	2台	0.238099	0.476198	/

91	淋浴器	1.材质、规格:不锈钢 2.附件名称、数量:冷热水混水阀、花洒等 3.甲方选定	/	2套	0.085 418	0.170 836	/
92	洗脸盆	1.名称:单人洗手池 2.规格、类型:台式 3.组装形式:壁装 4.附件名称、数量:包括排水管存水弯等	/	4组	0.031 388	0.125 552	/
93	洗脸盆	1.名称:三人医用洗手池 2.规格、类型:台式 3.组装形式:壁装 4.附件名称、数量:包括排水管存水弯等	/	1组	0.148 633	0.148 633	/
94	管道支架	1.参照国标图集 18R417-2	/	16 5.9 2kg	0.000 868	0.144 01856	/
95	排水工程	/	/	/	/	/	/
96	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m 内	/	4.8 m ³	0.003 378	0.016 2144	/
97	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	/	4.8 m ³	0.002 779	0.013 3392	/
98	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:中空双层防噪音 HDPE 管 4.规格:DN100 5.连接形式:沟槽连接件连接 6.附件:包括弯头三通、直接、清扫口等	/	51. 16m	0.008 422	0.430 86952	/
99	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:中空双层防噪音 HDPE 管 4.规格:DN75 5.连接形式:沟槽连接件连接	/	13. 14m	0.006 16	0.080 9424	/
100	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:中空双层防噪音 HDPE 管 4.规格:DN50 5.连接形式:沟槽连接件连接	/	5.6 3m	0.004 188	0.023 57844	/
101	地漏	1.铝合金地漏 2.算子为镀铬制品 3.DN50	/	3个	0.005 525	0.016 575	/
102	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式	/	2组	0.023 903	0.047 806	/

103	管道保护层	1.材料:304 不锈钢防护套管 2.保护对象:DN75 管 3.结构形式 :不锈钢防护套管, 套管之间接缝采用防水胶泥封堵,接口处外壁再用防水胶带进行缠绕	/	46.77m	0.010971	0.51311367	/
104	管道保护层	1.材料:304 不锈钢防护套管 2.保护对象:DN110 管 3.结构形式:不锈钢防护套管, 套管之间接缝采用防水胶泥封堵,接口处外壁再用防水胶带进行缠绕	/	14.09m	0.015226	0.21453434	/
105	管道支架	1.参照国标图集 18R417-2	/	87.41kg	0.000868	0.07587188	/
106	脚手架搭拆	/	/	1	0.02943	0.02943	/
107	拆除工程	/	/	/	/	/	/
108	管道拆除	1.管道种类、材质:喷淋管道及喷头 2.垃圾外运:垃圾外运距离投标人自行考虑	/	283.52m	0.000608	0.17238016	/
109	消防、喷淋	/	/	/	/	/	/
110	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢管; DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸锌镀锌	/	28.04m	0.007832	0.21960928	/
111	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢管; DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸锌镀锌	/	4m	0.004575	0.0183	/
112	室内消火栓	1.型号、规格:1800*700*240mm 2.附件材质、规格:箱内配有DN65 消火栓 1个,DN65-L25 衬胶水带 1 条 DN19 水枪 1 支; JPS0.8 (1.6)-19消防软管卷盘一个,软管长度 30m。箱门均采用不锈钢材质,箱门印有“ 消火栓 ”字样。	/	2套	0.084815	0.16963	/
113	管道保护层	1.材料:304 不锈钢防护套管 2.保护对象:DN50 管 3.结构形式:不锈钢防护套管, 套管之间接缝采用防水胶泥封堵,接口处外壁再用防水胶带进行缠绕	/	4m	0.009841	0.039364	/

11 4	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/BC5	/	10 具	0.005 45	0.054 5	/
11 5	灭火器	1.形式:二氧化碳灭火器 2.规格、型号:MT5	/	8具	0.015 26	0.122 08	/
11 6	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢管; DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸锌镀锌	/	54. 27m	0.011 906	0.646 13862	/
11 7	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢管; DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸锌镀锌	/	21. 24m	0.007 421	0.157 62204	/
11 8	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢管; DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸锌镀锌	/	15. 1m	0.006 705	0.101 2455	/
11 9	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢管; DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸锌镀锌	/	46. 13m	0.005 482	0.252 88466	/
12 0	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢管; DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求:热浸锌镀锌	/	14 1.2 m	0.004 698	0.663 3576	/
12 1	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:ZSTX15 型,反应温度68℃, K=80 3.包括1%备用喷头	/	80 个	0.004 658	0.372 64	/
12 2	管道支架	1.参照国标图集 18R417-2	/	38 7.4 8kg	0.000 868	0.336 33264	/
12 3	改造措施费	1.本工程为改造项目,消防喷淋工程施工过程中的穿墙、穿板的开洞堵洞,已建工程的保护等,投标人结合现场自行考虑,此项费用总价包干。	/	1项	0.068 5	0.068 5	/
12 4	脚手架搭拆	/	/	1	0.037 06	0.037 06	/

125	配电	/	/	/	/	/	
126	低压开关柜(屏)	1.名称:抽屉配电柜 2.型号:1000W*1000D*2200H 3.规格:150kW6 回路	/	4台	1.846354	7.385416	/
127	配电箱	1.名称:UPS 电源配电箱 1T-SS 2.型号:150kV,380V,t≥30min 3.规格:800*800*300 4.接线端子材质规格:详见设计图纸 5.端子板外部接线材质 6.安装方式:墙上明装	/	1台	5.883428	5.883428	/
128	配电箱	1.名称:消防双电源配电箱Y1JLM5 2.规格:既有箱体增加4 回路, 更换 40 断路器及双电源转换开 3.接线端子材质、规格:详见设计图纸 4.端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸	/	1台	0.705928	0.705928	/
129	配电箱	1.名称:DS 机电源配电箱 2.规格:800*600*300 3.接线端子材质、规格:详见设计图纸 4.端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 5.安装方式 :距地 1.4m 明装	/	4台	1.708728	6.834912	/
130	配电箱	1.名称:手术室配电箱 SSX 2.规格:800*700*200 3.接线端子材质、规格:详见设计图纸 4.端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 5.安装方式:距地 1.2m 明装	/	4台	1.305428	5.221712	/
131	配电箱	1.名称:设备带配电箱 SBD 2.规格:620*470*200 3.接线端子材质、规格:详见设计图纸 4.端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 5.安装方式:距地 1.4m 明装	/	1台	1.240716	1.240716	/
132	配电箱	1.名称:空调配电箱 2.规格:620*470*200 3.接线端子材质、规格:详见设计图纸 4.端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 5.安装方式:距地 1.4m 明装	/	1台	0.390516	0.390516	/
133	配电箱	1.名称:照明配电箱 Y1L5-N1 2.规格:800*1000*200 3.接线端子材质、规格:详见设计图纸 4.端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸	/	1台	0.869428	0.869428	/
134	控制箱	1.名称:排烟风机控制箱Y1PYC 2.规格:500*600*200 3.接线端子材质、规格:详见设计图纸 4.端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 5.安装方式:距地 1.5m 明装	/	1台	0.184372	0.184372	/
135	控制箱	1.名称:排风机控制箱 1PFJC1 2.接线端子材质、规格:详见设计图纸 3.端子板外部	/	2台	0.103712	0.207424	/

		接线材质、规格:详见设计图纸 4.安装方式:距地 1.5m 明装					
13 6	控制箱	1.名称:排风机控制箱 1PFJC2 2.接线端子材质、规格:详见设计图纸 3.端子板外部 接线材质、规格:详见设计图纸 4.安装方式:吊顶内安装	/	1台	0.151 672	0.151 672	/
13 7	控制箱	1.名称 :排风机控制箱 1PFJC3 2.接线端子材质、规格:详见设计图纸 3.端子板外 部接线材质、规格:详见设计图纸 4.安装方式:吊顶内安装	/	1台	0.343 512	0.343 512	/
13 8	控制箱	1.名称:排风机控制箱 1PFJC4/5 2.接线端子材质、规格:详见设计图纸 3.端子板外 部接线材质、规格:详见设计图纸 4.安装方式:距地 1.5m 明装	/	2台	0.260 672	0.521 344	/
13 9	控制箱	1.名称:排风机控制箱 1PFJC6 2.接线端子材质、规格:详见设计图纸 3.端子板外部 接线材质、规格:详见设计图纸 4.安装方式:吊顶内安装	/	1台	0.265 032	0.265 032	/
14 0	控制箱	1.名称:排风机控制箱 1PFJC7 2.接线端子材质、规格:详见设计图纸 3.端子板外部 接线材质、规格:详见设计图纸 4.安装方式:吊顶内安装	/	1台	0.674 872	0.674 872	/
14 1	控制箱	1.名称:送风机控制箱 1SFJC1 2.接线端子材质、规格:详见设计图纸 3.端子板外部 接线材质、规格:详见设计图纸 4.安装方式:距地 1.5m 明装	/	1台	0.260 672	0.260 672	/
14 2	插座箱	1.名称:医疗专用插座箱 2.型号:图集 19D706-2/P59 3.规格:3 个单相 10 插 座, 1 个单相 16 插座 4.安装方式:距地 0.3 米	/	16 台	0.120 928	1.934 848	/
14 3	插座箱	1.名称:医疗专用插座箱 (三相备用) 2.型号:图集 19D706-2/P59 3.规格:2 个单 相 10 插座, 1 个单相 16 插座, 1 个三相 20 插座 4.安装方式:距地 0.3 米	/	4台	0.120 928	0.483 712	/
14 4	中央控制设备	1.名称:中央情报控制面板 2.规格:建设单位确定	/	4套	0.817 5	3.27	/
14 5	空气断路器	1.名称:Y1L5 箱体更换 160 断路器	/	1台	0.054 662	0.054 662	/
14 6	开关	/	/	/	/	/	/

14 7	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格:250V 10 3.安装方式:距地 1.3 米安装	/	16 个	0.002 272	0.036 352	/
14 8	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:250V 10 3.安装方式:距地 1.3 米安装	/	3个	0.002 625	0.007 875	/
14 9	照明开关	1.名称:三联开关 2.规格:250V 10 3.安装方式:距地 1.3 米安装	/	2个	0.002 856	0.005 712	/
15 0	照明开关	1.名称:双控开关 2.规格:250V 10 3.安装方式:距地 1.3 米安装	/	8个	0.002 543	0.020 344	/
15 1	照明开关	1.名称:密闭单极开关 2.规格:250V 10 IP54 3.安装方式:距地 1.3 米安装	/	1个	0.003 145	0.003 145	/
15 2	照明开关	1.名称:密闭双极开关 2.规格:250V 10 IP54 3.安装方式:距地 1.3 米安装	/	2个	0.003 826	0.007 652	/
15 3	按钮	1.名称:按钮盒 2.规格:86 型	/	8个	0.005 497	0.043 976	/
15 4	插座	/	/	/	/	/	/
15 5	插座	1.名称:双联插座 2.规格:250V 16 3.安装方式:距地 0.3 米安装	/	5个	0.005 808	0.029 04	/
15 6	插座	1.名称:三联插座 2.规格:250V 10 3.安装方式:距地 0.3 米安装	/	6个	0.006 228	0.037 368	/
15 7	插座	1.名称:四联插座 2.规格:250V 10 3.安装方式:距地 0.3 米安装	/	5个	0.007 506	0.037 53	/
15 8	插座	1.名称:带保护接点暗装插座 2.规格:250V 10 3.安装方式:距地 0.3 米安装	/	9个	0.005 583	0.050 247	/

159	插座	1.名称:热水器插座 2.规格:250V 16 IP54 3.安装方式:距地 1.8 米安装	/	3个	0.005583	0.016749	/
160	接线盒	1.名称:感应器接线盒 2.规格:86 盒, 甩线 0.8m 3.安装形式:暗装	/	4个	0.001246	0.004984	/
161	灯具	/	/	/	/	/	/
162	医疗专用灯	1.名称:手术中门灯 2.型号:LED 3.规格:1W 4.安装方式:门上 0.1 米	/	4套	0.009344	0.037376	/
163	普通灯具	1.名称:床头灯安装于设备带上 2.型号:LED, 光通量 500lm 3.规格:1*5W	/	3套	0.010197	0.030591	/
164	普通灯具	1.名称:方平板灯 2.型号:LED 3.规格:40W 4.安装方式:嵌顶安装	/	12套	0.011648	0.139776	/
165	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED 3.规格:20W	/	2套	0.010547	0.021094	/
166	普通灯具	1.名称:光控感应开关控制吸顶灯 2.型号:LED 自带一体化红外感应开关 3.规格:20W	/	3套	0.009666	0.028998	/
167	普通灯具	1.名称:平板灯 2.型号:LED 3.规格:20W 4.安装方式:嵌顶安装	/	26套	0.009776	0.254176	/
168	工厂灯	1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED 3.规格:20W IP54 4.安装形式:嵌顶安装	/	4套	0.010364	0.041456	/
169	工厂灯	1.名称:光控感应开关控制防水防尘灯 2.型号:LED 自带一体化红外感应开关 3.规格:20W IP54 4.安装形式:嵌顶安装	/	1套	0.010694	0.010694	/
170	荧光灯	1.名称:壁装单管荧光灯 2.型号:LED 3.规格:20W 4.安装形式:距地 2.8 米安装	/	2套	0.006559	0.013118	/

17 1	荧光灯	1.名称:壁装单管荧光灯应急型自带蓄电池光源 2.型号:LED 3.规格:20W, 蓄电池最小持续时间为 60 分钟 4.安装形式:距地 2.8 米安装	/	1套	0.011 513	0.011 513	/
17 2	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:LED 3.规格:2*18W 4.安装形式:距地 2.8 米吊装	/	3套	0.011 462	0.034 386	/
17 3	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:LED 3.规格:1*18W 4.安装形式:距地 2.8 米吊装	/	3套	0.007 11	0.021 33	/
17 4	医疗专用灯	1.名称:无影手术灯 2.型号: 自带~220V/~24V 变压器电源 3.安装:距地 3 米吊架安装	/	4套	1.926 667	7.706 668	/
17 5	医疗专用灯	1.名称:观片灯 2.型号:由建设单位确定 3.安装:距地 1.5 米壁挂	/	4套	0.040 545	0.162 18	/
17 6	普通灯具	1.名称:嵌入式暗装书写台灯 2.型号:建设单位确定	/	4套	0.013 022	0.052 088	/
17 7	工厂灯	1.名称:嵌入式密闭灯带应急型自带蓄电池光源 2.型号:LED 3.规格:60W, 蓄电池最小持续时间为 60 分钟 4.安装形式:手术室吊顶内嵌	/	32 套	0.018 272	0.584 704	/
17 8	工厂灯	1.名称:嵌入式密闭灯带 2.型号:LED 3.规格:60W 4.安装形式:手术室吊顶内嵌	/	32 套	0.016 62	0.531 84	/
17 9	接线盒	1.名称:天花接线盒 2.规格:86 密闭型 3.安装形式:吊顶内嵌	/	15 个	0.001 246	0.018 69	/
18 0	电缆	/	/	/	/	/	/
18 1	低压封闭式 插 接母线槽	1.型号:CCX-2000 5P 2.容量 ():2000 3.安装部位:接变压器二次侧母排	/	8m	0.257 338	2.058 704	/
18 2	电力电缆	1.规格:WDZB1-YJY-4*185+1*95 2.敷设方式、部位:桥架	/	930 m	0.043	39.99	/

183	电力电缆	1.规格:WDZB1-YJY-4*50+1*25 2.敷设方式、部位:管道敷设	/	105m	0.024997	2.624685	/
184	电力电缆	1.规格:WDZB1-YJY-B1 (d1,t1)-4*185+1*95 2.敷设方式、部位:桥架	/	50m	0.083009	4.15045	/
185	电力电缆	1.规格:WDZB1-YJY-4*70+1*35 2.敷设方式、部位:管道敷设	/	8m	0.031129	0.249032	/
186	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm ² 3.安装部位:户内	/	176个	0.009833	1.730608	/
187	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:95mm ² 3.安装部位:户内	/	34个	0.007624	0.259216	/
188	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm ² 3.安装部位:户内	/	8个	0.004941	0.039528	/
189	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm ² 3.安装部位:户内	/	2个	0.003356	0.006712	/
190	电力电缆	1.规格:BBTRZ-3*2.5 2.敷设方式、部位:管道敷设	/	18m	0.003071	0.055278	/
191	电力电缆	1.规格:BBTRZ-5*4 2.敷设方式、部位:管道敷设	/	22m	0.005095	0.11209	/
192	电力电缆	1.规格:WDZNB1-YJY-4*4 2.敷设方式、部位:管道敷设	/	5m	0.002735	0.013675	/
193	电力电缆	1.规格:WDZB1-YJY-5*4 2.敷设方式、部位:管道敷设	/	143.5m	0.003195	0.4584825	/
194	电力电缆	1.规格:WDZB1-YJY-5*6 2.敷设方式、部位:管道敷设	/	186m	0.004181	0.777666	/

19 5	电力电缆	1.规格:WDZB1-YJY-5*16 2.敷设方式、部位:管道/桥架敷设	/	160 m	0.010 28	1.644 8	/
19 6	控制电缆	1.规格:WDZNB1-KYJY-12*1.0 2.敷设方式、部位:管道敷设	/	5m	0.002 621	0.013 105	/
19 7	控制电缆	1.规格:WDZNB1-KYJY-4*2.5 2.敷设方式、部位:管道敷设	/	10m	0.002 196	0.021 96	/
19 8	控制电缆	1.规格:WDZB1-KYJY-4*1.0 2.敷设方式、部位:管道敷设	/	242 m	0.001 429	0.345 818	/
19 9	配管配线	/	/	/	/	/	/
20 0	配管	1.材质:钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	355 m	0.001 466	0.520 43	/
20 1	配管	1.材质:钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	211 2.3 m	0.002 11	4.456 953	/
20 2	配管	1.材质:钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	11 7.2 m	0.002 622	0.307 2984	/
20 3	配管	1.材质:钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	31m	0.003 145	0.097 495	/
20 4	配管	1.材质:钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	39m	0.003 949	0.154 011	/
20 5	配管	1.材质:钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	8.5 m	0.001 96	0.016 66	/
20 6	配管	1.材质:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	70m	0.002 114	0.147 98	/

207	配管	1.材质:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	10m	0.002909	0.02909	/
208	配管	1.材质:钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	20m	0.003293	0.06586	/
209	配管	1.材质:钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	8m	0.01095	0.0876	/
210	配管	1.材质:钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	25m	0.011965	0.299125	/
211	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZNB1-BYJ-2.5	/	25.5m	0.00048	0.01224	/
212	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB1-BYJ-2.5	/	1291m	0.00048	0.61968	/
213	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB1-BYJ-1.5	/	1960m	0.000427	0.83692	/
214	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB1-BYJ-4	/	2100m	0.000565	1.1865	/
215	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ-B1 (d1,t1)-4	/	3113.8m	0.000565	1.759297	/
216	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZNB1-BYJ-1.0	/	20m	0.000352	0.00704	/
217	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZB-BYJ-B1 (d1,t1)-16	/	366m	0.00189	0.69174	/
218	桥架	/	/	/	/	/	/

21 9	桥架	1.名称:强电金属线槽 2.规格:300*100 3.材质:热镀锌	/	16m	0.032 247	0.515 952	/
22 0	桥架	1.名称:强电金属线槽 2.规格:400*100 3.材质:金属	/	61. 9m	0.040 285	2.493 6415	/
22 1	桥架	1.名称:强电金属线槽 2.规格:600*100 3.材质:金属	/	10 5.4 m	0.057 134	6.021 9236	/
22 2	桥架	1.名称:强电金属线槽 2.规格:600*150 3.材质:金属	/	90m	0.061 423	5.528 07	/
22 3	支架	1.支吊架	/	227 7.5 kg	0.000 868	1.976 87	/
22 4	接地	/	/	/	/	/	/
22 5	等电位端子 箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱 2.材质:BVR≥2.5mm ² , 手术室设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、电动门、空调设备、灯等均与局部等电位连接 3.安装:距地 0.3 米安装	/	7台	0.017 54	0.122 78	/
22 6	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:BVR-10mm ²	/	45m	0.001 221	0.054 945	/
22 7	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:BVR-2.5mm ²	/	150 m	0.000 459	0.068 85	/
22 8	配管	1.材质:钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	150 m	0.001 466	0.219 9	/
22 9	配管	1.材质:钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	45m	0.002 11	0.094 95	/

230	火灾自动报警系统及应急照明系统	/	/	/	/	/	/
231	点型探测器	1.名称:点型感烟探测器 2.类型:吸顶安装	/	41个	0.016868	0.691588	/
232	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:前端自带输出模块	/	4个	0.055301	0.221204	/
233	模块(模块箱)	1.名称:输入/输出模块	/	6个	0.013871	0.083226	/
234	按钮	1.名称:消火栓报警按钮	/	2个	0.024574	0.049148	/
235	按钮	1.名称:手动报警按钮	/	4个	0.018143	0.072572	/
236	消防广播(扬声器)	1.名称:扬声器 2.安装方式:吸顶安装	/	9个	0.015029	0.135261	/
237	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防报警电话分机	/	2个	0.034664	0.069328	/
238	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾电话插口	/	4个	0.004472	0.017888	/
239	总线短路隔离器	1.名称:总线短路隔离器	/	2个	0.040733	0.081466	/
240	自动报警系统调试	1.点数:128 点以下 2.线制:总线制	/	1系统	1.496066	1.496066	/

24 1	监视器	1.名称:防火门监控器主机 2.规格: 自带 8h 蓄电池 3.类型:用于显示并控制防火门开启、关闭状态	/	1台	0.379 287	0.379 287	/
24 2	监视器	1.名称:防火门监控分机	/	1台	0.168 372	0.168 372	/
24 3	监视器	1.名称:消防电源监控系统主机 2.规格:ZXH-G	/	1台	0.742 257	0.742 257	/
24 4	监视器	1.名称:消防电源监控分机	/	1台	0.512 703	0.512 703	/
24 5	控制器	1.名称:应急照明控制器	/	1套	0.508 885	0.508 885	/
24 6	传感器	1.名称:电压电流信号传感器 2.规格:ZXV	/	1台	0.046 873	0.046 873	/
24 7	防火门门磁 开关	1.名称: 防火门门磁开关 2.内置通信控制模块	/	5套	0.017 311	0.086 555	/
24 8	防火门电动 闭门器	1.名称: 防火门电动闭门器 2.内置通信控制模块	/	2台	0.039 265	0.078 53	/
24 9	普通灯具	1.名称: 型应急照明灯 2.型号:DC36V/LED-8W 3.类型:吸顶安装	/	17 套	0.009 946	0.169 082	/
25 0	普通灯具	1.名称: 型应急照明灯 2.型号:DC36V/LED-8W/IP67 3.类型:壁装	/	1套	0.010 709	0.010 709	/
25 1	高度标志 (障碍)灯	1.名称:方向标志灯 2.型号:DC36V/LED-1W 中型 3.安装高度:距地 0.5m 墙面安装	/	7套	0.009 123	0.063 861	/
25 2	高度标志 (障碍)灯	1.名称:安全出口、疏散出口、出口指示、楼 层标志灯 2.型号:DC36V/LED-1W 中型 3.安装高度:门上方 0.2m 安装	/	11 套	0.009 123	0.100 353	/

253	备用电源及 电 池主机 (柜)	1.名称: 型应急集中电源 2.容量:0.3KWC220YJ/DC36YJ 3.安装方式:距地 1.4 米 壁挂安装	/	1套	0.009 784	0.009 784	/
254	配管	1.材质:钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	520 m	0.001 96	1.019 2	/
255	配管	1.材质:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	734 m	0.002 114	1.551 676	/
256	配管	1.材质:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	664 m	0.002 909	1.931 576	/
257	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-BYJ-2.5	/	769 m	0.000 48	0.369 12	/
258	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RYJS-2*2.5	/	233 m	0.000 897	0.209 001	/
259	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RYJS-3*2.5	/	100 m	0.001 125	0.112 5	/
260	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RYJS-2*1.5	/	966 m	0.000 622	0.600 852	/
261	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RYJSP-2*2.5	/	250 m	0.000 892	0.223	/
262	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RYJSP-2*1.5	/	89m	0.000 536	0.047 704	/
263	控制电缆	1.规格:WDZB1N-KYJY-4*2.5 2.敷设方式、部位:管道敷设	/	280 m	0.001 859	0.520 52	/
264	弱电工程	/	/	/	/	/	/

265	接线箱	1.名称: 内网弱电接线箱(含8 口交换机) (ODF); 2.尺寸: 220*300*110; 3.距地 0.5 米暗装;	/	2套	0.051 41	0.102 82	/
266	接线箱	1.名称: 内网弱电接线箱 (含8 口交换机) (DDF); 2.尺寸: 220*300*110; 3.距地 0.5 米暗装;	/	5套	0.051 41	0.257 05	/
267	配线架	1.名称: 内网综合布线配线架(含汇聚交换机); (FD) 2.型号: 标准机箱; 3.距地 1.8m 安装;	/	1套	0.114 166	0.114 166	/
268	信息插座	1.名称: 外网数据插座 (TO); 2.型号: RJ45 系列, 单孔; 3.距地 0.3m 安装; 卧室电视处距地 1.5m 安装;	/	2个	0.003 968	0.007 936	/
269	信息插座	1.名称: 内网数据插座 (TD); 2.型号: RJ45 系列, 单孔; 3.距地0.3m 安装或集成于病房设备带病房电视处距地 1.5 米安装;	/	13 个	0.003 968	0.051 584	/
270	信息插座	1.名称: 内网双孔插座 (数据+语音) (DP); 2.型号: RJ45 系列, 双孔; 3.距地 0.3m 安装;	/	14 个	0.006 277	0.087 878	/
271	信息插座	1.名称: 无线网接入点 (外网) (P); 2.型号: RJ45 系列; 3.吸顶安装;	/	5个	0.009 931	0.049 655	/
272	配线架	1.名称: POE 监控配线架 (IDF) 2.型号: 3E1526P-S; 3.距地 1.8m 安装;	/	1套	0.130 889	0.130 889	/
273	摄像设备	1.名称: 彩色摄像机 (网络高清半球) 2.型号: 2CD214JQCY-HJ; 3.安装方式: 吸顶安装; 4.含调试	/	8台	0.107 202	0.857 616	/
274	光纤束、光缆外护套	1、名称: 1x6 芯多模光纤 2、网络信号: 引 自 3 楼网络机房;	/	150 m	0.000 812	0.121 8	/
275	光纤束、光缆外护套	1、名称: 1x6 芯多模光纤 2、监控信号:引 自住院部消控室(安保室)安防主机	/	250 m	0.000 812	0.203	/
276	光纤束、光缆	1、名称: 2 芯多模光纤	/	25 5.2	0.000 679	0.173 34191	/

	外护套		9m			
27 7	桥架	1.名称:弱电金属线槽 2.规格:150*75 3.材质:热镀锌 4.安装方式:贴梁安装;	/	59.91m	0.010965	0.65691315 /
27 8	支架	1.支吊架	/	352kg	0.000868	0.305536 /
27 9	指纹/刷脸门禁一体机	1、名称:指纹/刷脸门禁一体机	/	7台	0.099604	0.697228 /
28 0	门锁安装	1、名称:电控锁 EL	/	13套	0.046356	0.602628 /
28 1	按钮	1、名称:紧急按钮	/	7个	0.006264	0.043848 /
28 2	配管	1.材质:钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	16.86m	0.003293	0.05551998 /
28 3	配管	1.材质:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	400m	0.002909	1.1636 /
28 4	配管	1.材质:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	96.52m	0.002114	0.20404328 /
28 5	配管	1.材质:钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	351.59m	0.00196	0.6891164 /
28 6	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:4P UTPDT CT6	/	964.71m	0.001035	0.99847485 /
28 7	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-RYJY-2× 1.0	/	13.42m	0.000724	0.00971608 /

28 8	接线盒	1.名称 :接线盒	/	34 个	0.001 246	0.042 364	/
28 9	护士站主机	1.设备名称:护士站主机; 2.技术参数:采用≥15 英寸触摸显示屏:具有呼叫对讲、病区通话、视频通话、托管转移、宣教广播、交班留言、手术排班、门禁管 3.理等功能; 4.安装位置/方式:放置于护士站桌面上; 5.供电方式:电气专业预留 220v 电源;	/	1台	0.843 986	0.843 986	/
29 0	手术室公告 显示屏	1.设备名称:手术室公告显示屏; 2.技术参数: 采用≥55 英寸高清液晶显示屏:用于显示手术公告信息; 3.安装位置/方式: 壁挂式安装在护士站墙面上,底部距地面约 1.6 米; 4.供电方式: 电气专业预留 220v 电源;	/	1台	0.496 952	0.496 952	/
29 1	手术室可视 分机	1.设备名称:手术室可视分机 2.技术参数: 采用≥10 英寸触摸显示屏:具有多键呼叫、可视对讲、 一键报警等; 3.安装位置/方式: 壁挂式安装在护士站墙面上,底部距地面约 1.4 米; 4.供电方式: POE 供电;	/	5台	0.279 21	1.396 05	/
29 2	病员一览表	1.设备名称:病员一览表; 2.技术参数: 采用≥55 英寸高清液晶显示屏,作为一览表和信息看板使用; 3.安装位置/方式: 壁挂式安装在护士站墙面上,底部距地面约 1.6 米; 4.供电方式: 电气专业预留 220v 电源;	/	1台	0.349 802	0.349 802	/
29 3	广播对讲功放	1.设备名称:广播对讲功放; 2.技术参数:含 200W 功放.6 分区广播:可呼叫对讲等; 3.安装位置/方式:安装于护工 4.供电方式:电气专业预留 220v 电源;	/	1台	0.060 335	0.060 335	/
29 4	吸顶喇叭	1.设备名称:吸顶喇叭; 2.技术参数: 全频 5 寸喇叭单元,功率3/6W; 3.安装位置/方式: 嵌装于天花板上;	/	1台	0.015 798	0.015 798	/
29 5	医生主机	1.设备名称:医生主机; 2.技术参数: 采用≥10 英寸触摸显示屏:具呼叫对讲、视频通话、通话保持转移、语音播报、广播喊话、通话记录等功能; 3.安装位置/方式: 放置于医生办公室桌面上; 4.供电方式: 电气专业预留 220v 电源;	/	1台	0.465 6	0.465 6	/
29 6	窗口对讲机	1.设备名称:窗口对讲机; 2.技术参数: 柜员机采用物理式按压按键,窗口机采用全铝合金外壳 :具有双向对讲、自动静音、录音输出、音量调节等功能; 3.安装位置/方式: 主机放置于窗口内桌面上,分机粘贴于窗口外传递盘上方0.3 米处; 4.供电方式: 电气专业预留 220v 电源;	/	1台	0.031 283	0.031 283	/

297	配管	1.材质:钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配墙内、吊顶内	/	10 7.2 m	0.001 466	0.157 1552	/
298	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1-UTP CT6,	/	32 0.9 7m	0.001 035	0.332 20395	/
299	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1-RYYP2x1.0mm2	/	5.7 m	0.000 735	0.004 1895	/
300	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDR-RVVP2x1.0mm2	/	0.2 4m	0.000 733	0.000 17592	/
301	拆除工程	/	/	/	/	/	/
302	拆除现有电气工程	1.改造范围内所有强电、弱电、火灾报警、应急照明设施配管配线拆除 2.清理现场	/	78 6.5 9m ²	0.000 382	0.300 47738	/
303	改造措施费	1.本工程为改造项目, 电气施工过程中的穿墙、穿板的开洞堵洞、开槽及恢复, 已建工程的保护等, 投标人结合现场自行考虑, 此项费用总价包干。	/	1项	0.674 928	0.674 928	/
304	脚手架搭拆	/	/	1	0.436	0.436	/
305	整个项目	/	/	/	/	/	/
306	低压不锈钢管	1.材质:脱脂无缝不锈钢管 2.规格:DN50*2.5 3.焊接方法 :氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫、压力试验、泄露性试验、酸洗钝化满足设计要求 5.脱脂设计要求:脱油脱脂满足设计要求 6.管道色标、介质流向箭头满足设计规范要求 7.含管件及管件焊接	/	87. 7m	0.015 989	1.402 2353	/
30	低压不锈钢管	1.材质:脱脂无缝不锈钢管 2.规格:DN40*2.5 3.焊接方法:氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫、压力试验、泄露性试验、酸洗钝化满足设计要求 5.脱脂设	/	18.	0.012	0.243	/

7		设计要求:脱油脱脂满足设计要求 6.管道色标、介质流向箭头满足设计规范要求 7.含管件及管件焊接		8m	942	3096	
308	低压不锈钢管	1.材质:脱脂无缝不锈钢管 2.规格:DN32*2.5 3.焊接方法:氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫、压力试验、泄露性试验、酸洗钝化满足设计要求 5.脱脂设计要求:脱油脱脂满足设计要求 6.管道色标、介质流向箭头满足设计规范要求 7.含管件及管件焊接	/	20.8m	0.011624	0.2417792	/
309	低压不锈钢管	1.材质:脱脂无缝不锈钢管 2.规格:DN20*2 3.焊接方法:氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫、压力试验、泄露性试验、酸洗钝化满足设计要求 5.脱脂设计要求:脱油脱脂满足设计要求 6.管道色标、介质流向箭头满足设计规范要求 7.含管件及管件焊接	/	175.4m	0.007959	1.3960086	/
310	低压不锈钢管	1.材质:脱脂无缝不锈钢管 2.规格:DN15*2 3.焊接方法:氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫、压力试验、泄露性试验、酸洗钝化满足设计要求 5.脱脂设计要求:脱油脱脂满足设计要求 6.管道色标、介质流向箭头满足设计规范要求 7.含管件及管件焊接	/	79.2m	0.007053	0.5585976	/
311	低压铜及铜合金管	1.材质:脱脂紫铜管 2.规格:DN15*1.2 3.焊接方法:银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫、压力试验、泄露性试验满足设计要求 5.脱脂设计要求:脱油脱脂满足设计要求 6.管道色标、介质流向箭头满足设计规范要求 7.含管件及管件焊接	/	67.3m	0.008092	0.5445916	/
312	低压铜及铜合金管	1.材质:脱脂紫铜管 2.规格:DN10*1.2 3.焊接方法:银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫、压力试验、泄露性试验满足设计要求 5.脱脂设计要求:脱油脱脂满足设计要求 6.管道色标、介质流向箭头满足设计规范要求 7.含管件及管件焊接	/	11.8m	0.00716	0.084488	/
313	低压铜及铜合金管	1.材质:脱脂紫铜管 2.规格:DN8*1.0 3.焊接方法:银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫、压力试验、泄露性试验满足设计要求 5.脱脂设计要求:脱油脱脂满足设计要求 6.管道色标、介质流向箭头满足设计规范要求 7.含管件及管件焊接	/	158.2m	0.006539	1.0344698	/
314	焊缝X射线探伤	1.底片规格:80mm*150mm 2.管壁厚度:3mm 内	/	20张	0.014979	0.29958	/
315	低压焊接阀门	1.名称:医用气体专用球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN8 4.焊接方法:银基钎焊	/	22个	0.013601	0.299222	/

31 6	套管	1.材质:PVC 2.规格:DN50 3.填料材质:不燃防护材料密封	/	7个	0.001 9	0.013 3	/
31 7	医疗设备带	1.材质:铝合金表面整体喷塑 2.规格:210mm*60mm*1.5mm 3.面板可拆卸, 设置气体、强电、弱电三个走线槽, 颜色由院方定, 带堵头	/	6.7 m	0.015 042	0.100 7814	/
31 8	氧气、负压、压缩空气终端	1、德标, 全铜材质, 自封插拔 2、隐蔽式, 内置维护阀	/	39 个	0.013 08	0.510 12	/
31 9	室内管道装饰罩	1.铝合金明装	/	1.6 m	0.006 54	0.010 464	/
32 0	气源面板	1.气源面板	/	5块	0.003 597	0.017 985	/
32 1	压力检测报警装置	1.规格: 三气 2.性能: 声光控报警、传感型 3.挂墙安装	/	1套	0.127 695	0.127 695	/
32 2	医用气体阀门箱	1.氧气 DN20, 吸引 DN50, 空气 DN20 2.箱体带压力表	/	1套	0.136 076	0.136 076	/
32 3	传感器	1.名称:压力传感器 2.功能:压力传输	/	3支	0.017 493	0.052 479	/
32 4	支架	1.支吊架	/	18 5.6 kg	0.000 868	0.161 1008	/
32 5	改造措施费	1.本工程为改造项目, 医气工程施工过程中的穿墙、穿板的开洞堵洞, 已建工程的保护等, 投标人结合现场自行考虑, 此项费用总价包干。	/	1项	0.068 5	0.068 5	/
32 6	脚手架搭拆	/	/	1	0.098 1	0.098 1	/
32	拆除工程	/	/	/	/	/	/

7							
328	散热器拆除	1.原有散热器拆除 2.包括散热器连接的管道 3.运至甲方指定地方	/	19个	0.004544	0.086336	/
329	通风空调工程	/	/	/	/	/	/
330	排风	/	/	/	/	/	/
331	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*160 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.支架按图纸规范施工	/	6.05m ²	0.022634	0.1369357	/
332	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:320*160 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.支架按图纸规范施工	/	13.25m ²	0.022634	0.2999005	/
333	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:250*160 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.支架按图纸规范施工	/	74.8m ²	0.022634	1.6930232	/
334	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:400*200 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:法兰连接 7.支架按图纸规范施工	/	8.21m ²	0.017539	0.14399519	/
335	单层百叶风口	1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:300*300	/	17个	0.015874	0.269858	/
336	单层百叶风口	1.名称:铝合金单层百叶风口 2.型号:200*200	/	2个	0.011054	0.022108	/
337	过滤器	1.名称:涤纶无纺布中效过滤器 2.规格:300*300	/	17个	0.015861	0.269637	/
338	过滤器	1.名称:涤纶无纺布中效过滤器 2.规格:200*200	/	2个	0.011187	0.022374	/

33 9	离心式通风机	1.名称:低噪音风机箱PJ-1 2.送风量:250m³/h 3.功率:0.11KW 4.转速:2500r/min 5.机外压力:250p 6.电源:220V/50Hz 7.噪音:48dB () 8.风机类型:离心式 9. 安装参照图集 12K302	/	5台	0.163 983	0.819 915	/
34 0	离心式通风机	1.名称:低噪音风机箱PJ-2 2.送风量:250m³/h 3.功率:0.11KW 4.转速:2500r/min 5.机外压力:250p 6.电源:220V/50Hz 7.噪音:48dB () 8.风机类型:离心式 9. 安装参照图集 12K302	/	1台	0.163 983	0.163 983	/
34 1	离心式通风机	1.名称:低噪音风机箱PJ-3 2.送风量:600m³/h 3.功率:0.17KW 4.转速:2500r/min 5.机外压力:250p 6.电源:220V/50Hz 7.噪音:48dB () 8.风机类型:离心式 9. 安装参照图集 12K302	/	1台	0.178 632	0.178 632	/
34 2	离心式通风机	1.名称:低噪音风机箱PJ-4 2.送风量:1100m³/h 3.功率:0.75KW 4.转速:2500r/min 5.机外压力:250p 6.电源:220V/50Hz 7.噪音:53dB () 8.风机类型:离心式 9. 安装参照图集 12K302	/	1台	0.193 282	0.193 282	/
34 3	离心式通风机	1.名称:低噪音风机箱PJ-5 2.送风量:400m³/h 3.功率:0.17KW 4.转速:2500r/min 5.机外压力:250p 6.电源:220V/50Hz 7.噪音:48dB () 8.风机类型:离心式 9. 安装参照图集 12K302	/	1台	0.171 308	0.171 308	/
34 4	离心式通风机	1.名称:低噪音风机箱PJ-6 2.送风量:300m³/h 3.功率:0.11KW 4.转速:2500r/min 5.机外压力:250p 6.电源:220V/50Hz 7.噪音:48dB () 8.风机类型:离心式 9. 安装参照图集 12K302	/	1台	0.142 008	0.142 008	/
34 5	离心式通风机	1.名称:低噪音风机箱PJ-7 2.送风量:250m³/h 3.功率:0.11KW 4.转速:2500r/min 5.机外压力:250p 6.电源:220V/50Hz 7.噪音:48dB () 8.风机类型:离心式 9. 安装参照图集 12K302	/	1台	0.120 034	0.120 034	/
34 6	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:200*160 3.连接方式:法兰连接	/	1个	0.012 186	0.012 186	/
34 7	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:250*160 3.连接方式:法兰连接	/	6个	0.012 186	0.073 116	/

348	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:400*200 3.连接方式:法兰连接	/	2个	0.013 642	0.027 284	/
349	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*160 3.连接方式:法兰连接	/	2个	0.016 156	0.032 312	/
350	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*160 3.连接方式:法兰连接	/	10个	0.016 156	0.161 56	/
351	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*160 3.连接方式:法兰连接	/	2个	0.016 156	0.032 312	/
352	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*160 3.连接方式:法兰连接	/	2个	0.025 51	0.051 02	/
353	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*160 3.连接方式:法兰连接	/	14个	0.025 51	0.357 14	/
354	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200 3.连接方式:法兰连接	/	1个	0.027 831	0.027 831	/
355	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*160 3.连接方式:法兰连接	/	1个	0.025 51	0.025 51	/
356	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:200*160 3.形式:矩形	/	1个	0.026 854	0.026 854	/
357	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:250*160 3.形式:矩形	/	5个	0.027 345	0.136 725	/
358	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.规格:400*200 3.形式:矩形	/	2个	0.037 299	0.074 598	/
359	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:不锈钢防虫网 2.规格:200*160	/	1个	0.006 393	0.006 393	/

360	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:不锈钢防虫网 2.规格:250*160	/	5个	0.006589	0.032945	/
361	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:不锈钢防虫网 2.规格:400*200	/	2个	0.007613	0.015226	/
362	柔性接口	1.名称:柔性接口 2.材质:双面硅胶涂层玻璃纤维布	/	3.45m ²	0.052708	0.1818426	/
363	支架、吊架	1.名称:减震支吊架 2.位置:风机设备 3.每套 4 个	/	11套	0.018958	0.208538	/
364	新风	/	/	/	/	/	/
365	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:320*160 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.闭泡橡塑保温厚 20mm 8.支架按图纸规范施工	/	34.66m ²	0.020473	0.70959418	/
366	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:400*200 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:法兰连接 7.闭泡橡塑保温厚 20mm 8.支架按图纸规范施工	/	30.89m ²	0.0213	0.657957	/
367	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:500*250 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:法兰连接 7.闭泡橡塑保温厚 20mm 8.支架按图纸规范施工	/	21.41m ²	0.022334	0.47817094	/
368	单层百叶风口	1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:300*300	/	11个	0.015874	0.174614	/
369	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*160 3.连接方式:法兰连接	/	11个	0.016156	0.177716	/
370	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*250 3.连接方式:法兰连接	/	5个	0.030977	0.154885	/

37 1	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*160 3.连接方式:法兰连接	/	11 个	0.025 51	0.280 61	/
37 2	离心式通风机	1.名称:组合式新风机组 2.送风量:3200m³/h 3.功率:4.5KW 4.制热量:73KW 5.制冷量:61kw 6.机外压力:680p 7.电源:220V/50Hz 8.噪音:51dB ()	/	1台	3.433 813	3.433 813	/
37 3	消声器	1.名称:双层微孔板消声器 2.尺寸:900*350*1000 3.镀锌钢板:1.2mm 4.内衬:50mm 厚 级离心玻璃棉 5.风量:3200m³/h 6.消声量: ≥25dB () 7.阻力: ≤80P	/	1个	0.092 972	0.092 972	/
37 4	支架、吊架	1.名称:减震支吊架 2.位置:风机设备 3.每套 4 个	/	2套	0.018 958	0.037 916	/
37 5	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:500*250 3.连接方式:法兰连接	/	1个	0.014 302	0.014 302	/
37 6	碳钢阀门	1.名称:手动转换关断阀 2.型号:DN80 3.法兰连接	/	4个	0.030 952	0.123 808	/
37 7	通风工程检测、调试	/	/	1系 统	0.272 5	0.272 5	/
37 8	空调	/	/	/	/	/	/
37 9	塑料管	1.安装部位(室内、外):室内 2.名称:冷凝管 3.材质:硬聚氯乙烯 U-PVC 管 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:粘接连接 6.保温为橡塑保温厚 10mm 7.包括管道管件、灌水试验	/	11 8.0 6m	0.003 255	0.384 2853	/
38 0	塑料管	1.安装部位 (室内、外):室内 2.名称:冷凝管 3.材质:硬聚氯乙烯 U-PVC 管 4.型号、规格:DN32 5.连接方式:粘接连接 6.保温为橡塑保温厚 10mm 7.包括管道管件、灌水试验	/	13. 83m	0.003 737	0.051 68271	/
38 1	塑料管	1.安装部位(室内、外):室内 2.名称:冷凝管 3.材质:硬聚氯乙烯 U-PVC 管 4.型号、规格:DN40 5.连接方式:粘接连接 6.保温为橡塑保温厚 10mm 7.包括管道管件、灌水试验	/	23. 84m	0.004 184	0.099 74656	/

38 2	塑料管	1.安装部位(室内、外):室内 2.名称:冷凝管 3.材质:硬聚氯乙烯 U-PVC 管 4.型号:规格: DN50 5.连接方式:粘接连接 6.保温为橡塑保温厚 10mm 7.包括管道管件、灌水试验	/	2.7 m	0.005 425	0.014 6475	/
38 3	合金钢管	1.材质:脱脂紫铜管 2.规格: φ9.53 壁厚 0.8mm 3.连接形式、焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、压力试验 5.保温:橡塑保温厚 10mm 6.包括管道管件、冷媒 R410	/	17 3.8 2m	0.004 571	0.794 53122	/
38 4	合金钢管	1.材质:脱脂紫铜管 2.规格: φ 12.7 壁厚 1mm 3.连接形式、焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、压力试验 5.保温:橡塑保温厚 10mm 6.包括管道管件、冷媒 R410	/	54. 78m	0.005 386	0.295 04508	/
38 5	合金钢管	1.材质:脱脂紫铜管 2.规格: φ15.88 壁厚 1mm 3.连接形式、焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、压力试验 5.保温:橡塑保温厚 10mm 6.包括管道管件、冷媒 R410	/	14 2.5 9m	0.006 573	0.937 24407	/
38 6	合金钢管	1.材质:脱脂紫铜管 2.规格: φ6.35 壁厚 0.8mm 3.连接形式、焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、压力实验 5.保温:橡塑保温厚 10mm 6.包括管道管件、冷媒 R410	/	36. 69m	0.004 013	0.147 23697	/
38 7	合金钢管	1.材质:脱脂紫铜管 2.规格: φ 19.05 壁厚 1.2mm 3.连接形式、焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、压力试验 5.保温:橡塑保温厚 10mm 6.包括管道管件、冷媒 R410	/	47. 08m	0.004 013	0.188 93204	/
38 8	合金钢管	1.材质:脱脂紫铜管 2.规格: φ22.23 壁厚 1.2mm 3.连接形式、焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、压力试验 5.保温:橡塑保温厚 10mm 6.包括管道管件、冷媒 R410	/	12. 06m	0.008 542	0.103 01652	/
38 9	合金钢管	1.材质:脱脂紫铜管 2.规格: φ28.58 壁厚 1.5mm 3.连接形式、焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、压力试验 5.保温:橡塑保温厚 15mm 6.包括管道管件、冷媒 R410	/	27. 11m	0.010 971	0.297 42381	/
39 0	合金钢管	1.材质:脱脂紫铜管 2.规格: φ34.93 壁厚 1.5mm 3.连接形式、焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、压力试验 5.保温:橡塑保温厚 15mm 6.	/	8.8 6m	0.013 852	0.122 72872	/

		包括管道管件、冷媒 R410					
39 1	合金钢管	1.材质:脱脂紫铜管 2.规格:φ25.4 壁厚 1.5mm 3.连接形式、焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、压力实验 5.保温:橡塑保温厚 10mm 6.包括管道管件、冷媒 R410	/	4.1 m	0.009 709	0.039 8069	/
39 2	合金钢管	1.材质:脱脂紫铜管 2.规格:φ31.75 壁厚 1.5mm 3.连接形式、焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、压力试验 5.保温:橡塑保温厚 15mm 6.包括管道管件、冷媒 R410	/	3.9 7m	0.012 603	0.050 03391	/
39 3	空调器	1.名称:紧凑型四面出风嵌入式KN-1 2.制冷量:7.10KW 3.制热量:8.0KW 4.功率:0.1KW 5.噪声:35/31/28dB () 6.循环风量:1000m³/h 7.重量:23.6kg 8.气/液管:φ 15.9/9.5 9.制冷剂:R410 自带冷凝水提升泵 10.电源:220V/50HZ 11.冷凝水管:DN25 12.尺寸:840*840*230 13.风机盘管调蓄开关等配件	/	6台	0.618 842	3.713 052	/
39 4	空调器	1.名称:壁挂式内机KN-2 2.制冷量:2.2KW 3.制热量:2.4KW 4.功率:0.05KW 5.噪声:34/31/28dB () 6.循环风量:580m³/h 7.重量:13.3kg 8.气/液管:φ 12.7/6.4 9.制冷剂:R410 自带冷凝水提升泵 10.电源:220V/50HZ 11.冷凝水管:DN25 12.尺寸:915*230*290 13.风机盘管调蓄开关等配件	/	4台	0.325 85	1.303 4	/
39 5	空调器	1.名称:壁挂式内机KN-3 2.制冷量:4.5KW 3.制热量:5KW 4.功率:0.045KW 5.噪声:40/37/34dB () 6.循环风量:750m³/h 7.重量:15.5kg 8.气/液管:φ 15.9/9.5 9.制冷剂:R410 自带冷凝水提升泵 10.电源:220V/50HZ 11.冷凝水管:DN25 12.尺寸:1070*230*315 13.风机盘管调蓄开关等配件	/	1台	0.384 448	0.384 448	/
39 6	空调器	1.名称:立式柜机 KN-4 2.制冷量:10KW 3.制热量:11.2KW 4.功率:0.19KW 5.噪声:40/36/33dB () 6.循环风量:2100m³/h 7.重量:28.6kg 8.气/液管:φ 15.9/9.5 9.制冷剂:R410 自带冷凝水提升泵 10.电源:220V/50HZ 11.冷凝水管:DN25 12.尺寸:600*350*1880 13.风机盘管调蓄开关等配件	/	3台	0.692 09	2.076 27	/
39 7	空调器	1.名称:立式柜机空调(库房) 2.制冷量:1.5KW 3.制热量:2.0KW 4.功率:0.19KW 5.噪声:40/36/33dB () 6.循环风量:2100m³/h 7.重量:28.6kg 8.气/液管:φ 15.9/9.5 9.制冷剂:R410 自带冷凝水提升泵 10.电源:220V/50HZ 11.冷凝水管:DN25 12.尺寸:600*350*1880 13.风机盘管调蓄开关等配件	/	2台	0.296 551	0.593 102	/

39 8	空调器	1.名称:紧凑型四面出风嵌入式(精密空调) KN5 2.制冷量:12.5KW 3.功率:0.16KW 4.噪声:45/39/37dB () 5.循环风量:1800m³/h 6.重量:31.4kg 7.气/液管: φ 15.9/9.5 8.制冷剂:R410 自带冷凝水提升泵 9.电源:220V/50HZ 10.冷凝水管:DN 25 11.尺寸:840*840*300 12.风机盘管调蓄开关等配件	/	1台	0.765 338	0.765 338	/
39 9	空调器	1.名称:壁挂式室内机KN6 2.制冷量:3.6KW 3.制热量:4KW 4.功率:0.03KW 5.噪声:34/31/28dB () 6.循环风量:580m³/h 7.重量:13.3kg 8.气/液管: φ 12.7/6.4 9.制冷剂:R410 自带冷凝水提升泵 10.电源:220V/50HZ 11.冷凝水管:DN25 12.尺寸:915*230*290 13.风机盘管调蓄开关等配件	/	3台	0.369 799	1.109 397	/
40 0	空调器	1.名称:多联机室外机KW1 2.制冷量:50KW 3.制热量:56KW(设计工况有效制热量: 47.6Kw) 4.功率:13.58KW 5.循环风量:16000m³/h 6.重量:348kg 7.气/液管: φ2 8.6/15.9 8.制冷剂:R410 9.电源:380V/50HZ 10.噪音:57dB () 11.PF=4.8, IPLV=9.15 12.减震垫等配件	/	2台	5.000 302	10.00 0604	/
40 1	空调器	1.名称:多联机室外机KW2 2.制冷量:28KW 3.制热量:31.5KW(设计工况有效制热量: 24.6Kw) 4.功率:6.82KW 5.循环风量:10500m³/h 6.重量:227kg 7.气/液管: φ2 5.4/12.7 8.制冷剂:R410 9.电源:380V/50HZ 10.噪音:57dB () 11.PF=5.0, IPLV=9.6 12.减震垫等配件	/	2台	3.828 334	7.656 668	/
40 2	空调器	1.名称:多联机室外机KW3 2.制冷量:40KW 3.制热量:45KW(设计工况有效制热量: 35.1Kw) 4.功率:10.7KW 5.循环风量:13000m³/h 6.重量:273kg 7.气/液管: φ2 8.6/15.9 8.制冷剂:R410 9.电源:380V/50HZ 10.噪音:61dB () 11.PF=4.85, IPLV=9.2 12.减震垫等配件	/	1台	4.944 058	4.944 058	/
40 3	空调器	1.名称:多联机室外机(精密空调) KW4 2.制冷量:16KW 3.功率:4KW 4.循环风量: 9000m³/h 5.重量:183kg 6.气/液管: φ 15.9/9.5 7.制冷剂:R410 8.电源:380V/50HZ 9.噪音:61dB () 10.PF=4.88, IPLV=9.3 11.减震垫等配件	/	1台	1.501 402	1.501 402	/
40 4	消毒器、消毒锅	1.名称:壁挂式消毒机XD1 2.循环风量:1800m³/h 3.功率:0.4kw 4.过滤系统:初效+中效+HEP0.3um 过滤99.98% 5.尺寸:1000*400*250 6.重量:22kg 7.杀菌率:99.9%负离子辅助净化 8.电源:C220V/50Hz 9.噪音:43dB () 10.紫外线:253.7nmUV-C 11.风速:3-5 档+自动	/	6台	0.501 054	3.006 324	/

40 5	支架、吊架	1.名称:支架 2.规格:图集 03K132 3.除锈、刷防锈漆二遍	/	0.2 t	2.749 12	0.549 824	/
40 6	低压铜及铜合金管件	1.名称:分歧器 2.材质:铜管 $\varnothing$ 3.规格:19.05/ $\varnothing$ 9.53 4.焊接方法:钎焊	/	16 个	0.010 782	0.172 512	/
40 7	低压铜及铜合金管件	1.名称:分歧器 2.材质:铜管 3.规格: $\varnothing$ 34.93/ $\varnothing$ 12.7 4.焊接方法:钎焊	/	21 个	0.015 486	0.325 206	/
40 8	低压铜及铜合金管件	1.名称:分歧器 2.材质:铜管 $\varnothing$ 3.规格:15.88/ $\varnothing$ 6.35 4.焊接方法:钎焊	/	5个	0.007 213	0.036 065	/
40 9	设备基础	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 3.包括模板 0.7*1.4*0.35	/	2.0 6m ³	0.051 13	0.105 3278	/
41 0	消防排烟	/	/	/	/	/	/
41 1	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径 150 mm 5.板材厚度:0.5 mm 6.接口形式:法兰连接 7.支架按图纸规范施工	/	1.6 6m ²	0.031 406	0.052 13396	/
41 2	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径 100 mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.支架按图纸规范施工	/	2.4 m ²	0.031 406	0.075 3744	/
41 3	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000*250 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:法兰连接 7.支架按图纸规范施工	/	6.4 m ²	0.014 413	0.092 2432	/
41 4	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:630*200 5.板材厚度:0.6 mm 6.接口形式:法兰连接 7.支架按图纸规范施工	/	10. 99 m ²	0.017 539	0.192 75361	/
41 5	离心式通风机	1.名称:吸顶式通风器 2.型号:JVF-CM-24 型吸顶式通风器(自带铝合金进风格栅、自垂百叶) 3.风量:200m ³ /h 4.风压:185PN=50W 5.接管管径: $\varnothing$ 150 6.噪声:45dB ()	/	2台	0.076 038	0.152 076	/

41 6	空气加热器 (冷却器)	1.名称:风暖浴霸 2.型号:风量 600m3/h(自带铝合金排风格栅,加热,换气,照明一体化设备), 3.风压:140P 4.规格:300x600mm 5.噪音:53dB () 6.密闭浴霸开关等配件	/	2台	0.068 428	0.136 856	/
41 7	离心式通风机	1.名称:消防排烟风机 2.型号:HTF-I-6 型轴流式消防排烟风机 3.风量:16500m³/h 4.风压:610p 5.功率:6.0KW380V	/	1台	0.969 711	0.969 711	/
41 8	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:直径 100 3.连接方式:法兰连接	/	4个	0.012 513	0.050 052	/
41 9	碳钢风口、散 流器、百叶窗	1.名称:板式排烟口 2.规格:(600+250) *600 3.形式:设置手动开启装置	/	2个	0.041 772	0.083 544	/
42 0	不锈钢风口、 散流器、百叶 窗	1.名称:不锈钢防虫网 2.规格:直径 560	/	1个	0.015 501	0.015 501	/
42 1	不锈钢风帽	1.名称:外墙不锈钢排风风帽 2.规格: Ø560 3.形式:筒形风帽	/	1个	0.145 66	0.145 66	/
42 2	支架、吊架	1.名称:减震支吊架 2.位置:风机设备 3.每套 4 个	/	1套	0.018 958	0.018 958	/
42 3	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:1000*250 3.连接方式:法兰连接	/	1个	0.053 456	0.053 456	/
42 4	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:直径 560 3.连接方式 :法兰连接	/	4个	0.018 413	0.073 652	/
42 5	脚手架搭拆	/	/	1	0.272 5	0.272 5	/
42 6	合计	/	/	/	/	1498. 11216 8	/

投标人（公章）：甘肃中环广通医疗设备有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：张兰中

日期：2026年6月10日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

优惠政策

(一) 中小企业有关证明材料

中小企业声明函



本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加武威市人民医院（单位名称）的武威市人民医院平板数字减影血管造影系统DSA购置项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.单C臂全数字化平板探测器血管造影系统（1）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为北京通用电气华伦医疗设备有限公司（企业名称），从业人员484人，营业收入为234022万元，资产总额为136943万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.单C臂全数字化平板探测器血管造影系统（2）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为北京通用电气华伦医疗设备有限公司（企业名称），从业人员484人，营业收入为234022万元，资产总额为136943万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.高压注射器（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为加栢医疗器械（上海）有限公司（企业名称），从业人员6人，营业收入为6892.65万元，资产总额为5843.13

万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 除颤仪、心电监护仪器设备、外接式心电监护（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为深圳市科曼医疗设备有限公司（企业名称），从业人员2104人，营业收入为352648.65万元，资产总额为181321.14万元，属于大型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 便携超声（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（企业名称），从业人员737人，营业收入为40621.32万元，资产总额为148893.21万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 报告工作站（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为南京索图科技有限公司（企业名称），从业人员48人，营业收入为1952.31万元，资产总额为2254.50万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 无铅放射服套装（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为山东宸禄医疗器械有限公司（企业名称），从业人员30人，营业收入为3458.302万元，资产总额为1642.00万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 机房搬迁改造工程及装修工程（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为甘肃山辰建设工程有限公司（企业名称），从业人员120人，营业收入为1347.25万元，资产总额为645.40万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

企业);

9. 术间移动铅屏风 (标的名称), 属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为 北京东方逸腾数码医疗设备技术有限公司 (企业名称), 从业人员 52 人, 营业收入为 2892.84 万元, 资产总额为 3584.21 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

10. 外科塔 (标的名称), 属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为 山东卫科医疗设备有限公司 (企业名称), 从业人员 8 人, 营业收入为 853.21 万元, 资产总额为 675.35 万元, 属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

11. UPS (标的名称), 属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为 深圳市精源科技有限公司 (企业名称), 从业人员 3 人, 营业收入为 450.85 万元, 资产总额为 265.00 万元, 属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (公章): 甘肃中环广通医疗设备有限公司

日期: 2026 年 6 月 10 日

注意事项:

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（2）若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（3）若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，但不应认定供应商投标（响应）无效。